

Estructura del menú

El árbol de menú está indicado abajo. Los ítems particulares son descritos en detalle en el capítulo 7.

Símbolos aplicados en la gráfica:

Modo de la disponibilidad de una función:

- < - fuera de la sesión,
- ² - durante la sesión,
- ; - durante la pausa.

Si ninguno de los iconos anteriores aparece, una función es disponible en cada modo.

Contexto, para el cual el valor de un parámetro es vigente:

- ☺ - para un usuario dado,
- - para un protocolo dado.

Si ninguno de estos iconos aparece, el parámetro sigue vigente sin considerar el contexto (el mismo valor para todos los usuarios y protocolos).

Otros símbolos:

- ! - comando,
- ü - Valor de parámetro por defecto.

Contexto dependiente en caso que ningún valor sea predefinido para un parámetro dado.

